


Turbohaler®



TECHNIQUE



1 Tenez-vous droit.



2 Retirez le capuchon protecteur.

3 Tenez le **Turbohaler®** bien droit.

4 Chargez le **Turbohaler®**: tournez la molette rouge le plus loin possible dans une direction. Tournez-la ensuite le plus loin possible dans l'autre direction, vous devez entendre un déclic. Votre inhalateur **Turbohaler®** est maintenant chargé et prêt à l'emploi.



5 Expirez à fond (**ne jamais expirer dans l'inhalateur**).

6 Placez l'embout buccal dans la bouche (entre les dents) et serrez les lèvres autour de l'embout.

7 Penchez légèrement la tête vers l'arrière.

8 Inspirez **vite et profondément**.

RECOMMANDATIONS

- ✓ Conservez le **Turbohaler®** dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
- ✓ Ne jamais expirer dans le **Turbohaler®**.
- ✓ Le **Turbohaler®** est vide quand la fenêtre de contrôle est complètement rouge ou si le compteur de dose est sur zéro.



- 9 Retenez votre respiration 5 à 10 secondes (ou aussi longtemps que possible) **et ensuite retirez l'inhalateur de votre bouche.**
-

- 10 Expirez doucement (**n'expirez jamais dans l'inhalateur**).
-

- 11 Si vous devez prendre une seconde inhalation, recommencez les étapes 3 à 10 inclus.
-



- 12 Après utilisation remettez le capuchon protecteur sur le **Turbohaler®**.
-

- 13 Rincez-vous la bouche avec de l'eau (**ne pas avaler**).

