

# Aerolizer®



## TECHNIEK



- 1 Ga rechtop zitten.



- 2 Verwijder de beschermdop.



- 3 Houd de l'**Aerolizer**® rechtop. Draai het mondstuk in de richting van de pijl, terwijl u het onderste deel van de inhalator vasthoudt.



- 4 Neem één **capsule** uit de verpakking en plaats deze **in de daarvoor voorziene opening**.

- 5 Draai het mondstuk weer dicht tot u een klik hoort (tegen de richting van de pijl in).

### AANBEVELINGEN

- ✓ Werp het inhalatietoestel weg als de verpakking leeg is. Bij elke nieuwe verpakking is een gratis **Aerolizer**® ingesloten.
- ✓ Bewaar de **Aerolizer**® en de verpakking op een droge en koele plaats.
- ✓ Adem nooit uit in de **Aerolizer**®.





6 Houd de **Aerolizer**® rechtop en druk beide knoppen **één keer volledig en gelijktijdig** in. De capsule wordt doorprikt.

7 Laat beide knoppen los. De **Aerolizer**® is geladen en klaar voor gebruik.

8 Adem rustig en volledig uit (**nooit uitademen in de inhalator**).

9 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.

10 Buig het hoofd licht achterover.



11 Adem **snel en diep** in. U hoort de capsule **trillen**. Blijf daarna verder en volledig inademen.

12 Houd de adem 5 à 10 seconden in (of zolang als comfortabel is) **en neem ondertussen de Aerolizer**® uit de mond.



13 Adem rustig uit door de mond (**nooit uitademen in de inhalator**).

14 **Herhaal stap 8 tot en met 13 om de capsule volledig leeg te maken.**



15 Open het mondstuk en **verwijder de lege capsule**. Draai het mondstuk weer dicht en plaats de beschermdop terug.

16 Spoel de mond met water (**niet inslikken**).

